

【医療施設用】

ペダルを踏むだけで薬剤を吐出・噴射します。

足踏み式ディスペンサー HC-8000



特徴

多種多様なボトルに対応

弊社の多種多様な形状のディスペンザブル薬剤ボトルやカートリッジ薬剤ボトルを装着し、ご使用いただくことができます。

電源不要でどこでも設置

電源が不要で設置場所を選びません。ペダルを踏むだけで手を触れることなく手洗い・消毒ができます。

使用手順パネルで手指衛生の啓蒙

本体上部に使用手順パネルを設け、わかりやすく使い方を案内しています。また、薬剤ボトルをそのままセットしますので薬剤名、残量、使用開始日*を確認することができます。

*使用ボトルによっては見えない場合もあります。

安心安全設計

スタンドの脚部分は安全に配慮したフラット構造です。また、スタンド部分は耐久性に優れたステンレスを採用しています。

簡単高さ調整

スタンドの高さを1,155mm～1,555mmの範囲で簡単に調整することができます。

簡単お手入れ

トレーは脱着式になっていますので簡単に清掃することができます。



商品コード 41824

W270mm × D326mm × H1155～1555mm

SARAYA

●使用手順を判りやすくパネルでお伝えします。



手洗い用パネル



手指消毒用パネル

※パネルは製品に同梱されています。

使用薬剤例

手洗い用せっけん
シャボネットユ・ムP-5
1L

医薬部外品

殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合で、洗うと同時に消毒ができる手洗い石けん液です。香料無添加で、手指への残臭や、移り香もありません。



速乾性手指消毒剤
サニサーラW
500mL

第三類医薬品

エタノール76.9～81.4%含有する無色のアルコールジェル。保湿成分としてグリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アジピン酸ジイソブチルを配合した手荒れ防止に配慮した手指消毒剤です。



速乾性手指消毒剤
ヒビスコール液A0.5%
1Lポンプ付

医療用医薬品


クロルヘキシジングルコン酸塩0.5%配合により持続性が高く、医療従事者が手術前に行う手指消毒に適しています。



※他の薬剤もございます。弊社、MRIにご確認ください。

仕 様	
項 目	内 容
名 称	足踏み式ディスペンサー HC-8000
型 式	HC-8000スタンド型
外 形 寸 法	W270 × D326 × H1155～1555 mm
製 品 質 量	約4.6kg (梱包、付属品および薬剤は除く)
材 質	本体カバー(パネル)…… ポリプロピレン(PP) ボトル受け …… ポリアセタール(POM) 支柱 …… ステンレス(SUS304) 支柱高さ調整ナット …… ポリアセタール(POM) 架台(ペダル) …… ステンレス(SUS304) トレー …… ポリプロピレン(PP)
使用環境温度	5～35℃(薬剤に適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度	20～85%(結露なきこと)
使用薬液*	当社指定の薬剤

※ 使用薬剤は、当社指定の薬剤をお使いください。
他社の薬剤を使用した場合、トラブルが生じる恐れがありますのでお使いにならないでください。



品 名	内容量 / 規 格	1 梱 入 数	商 品 コード	JANコード
足踏み式ディスペンサー HC-8000	—	1	41824	49-87696-41824-0

**安全にお使い
いただくために**

- 商品に関する詳細な仕様、図面などの資料を用意しております。詳しくはお問い合わせください。
- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 使用薬液は、当社指定の薬液をお使いください。
他社の薬液では思わぬトラブルの生じる恐れがありますので、お使いにならないでください。

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がりが上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- カタログ掲載製品の詳細については、販売店・専門施工店または当社にお尋ねください。
- このカタログは2011年1月現在のものです。

SARAYA サラヤ株式会社
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>